## )。オーバーデンチャーアタッチメント 技工指示書 【Spline.TSV. Tapered SwissPlus 用】

は必須項目		指示書をご記入ください		o , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			FAX	: <b>012</b> (	0-418 <sup>.</sup>	-321
* ご依頼日		年	月	日	納品希望日		年 月			日
*フリガナ										
*患者様名					様		性別(□男	; □女)	年齢(	才)
*請求先	*納品先	□ の欄に ☑ を付けて	てください。	(請求先に ☑ がな	い場合は、	技工所様へ	の請求とさ	せていただ	きます)	
		*歯科医院名 *住所 〒 *TEL			FAX	*歯科医師名	,			様
		*技工所名 *住所 〒 *TEL			FAX	*担当者名				様

*設計												
システム	径タイプ	カフ	発注番号	*部位	*数量	システム	径タイプ	カフ	発注番号	*部位	*数量	
Spline  7  7  7  7  7	3.25mmD	1mmL	8701-D			Tapered Screw-Vent	3.5mmD	0mmL	8661-D			
		2mmL	8702-D					1mmL	8662-D			
		3mmL	8703-D					2.5mmL	8663-D			
		4mmL	8704-D					3.5mmL	8664-D			
		5mmL	8705-D					4.5mmL	8665-D			
	3.75mmD	1mmL	8711-D					5.5mmL	8625-D			
		2mmL	8712-D					6.5mmL	8626-D			
		3mmL	8713-D				4.5mmD	0mmL	8671-D			
		4mmL	8714-D					1mmL	8672-D			
		5mmL	8715-D					2mmL	8673-D			
	5.0mmD	0.86mmL	8736-D					3mmL	8674-D			
タイプ		2mmL	8737-D					4mmL	8675-D			
		3mmL	8738-D					5mmL	8627-D			
		4mmL	8739-D					6mmL	8628-D			
		5mmL	8740-D				5.7mmD	1mmL	8180-D			
Tapered SwissPlus	3.8mmD	0.75mmL	8935-D					2mmL	8181-D			
		2mmL	8936-D					3mmL	8182-D			
		3mmL	8937-D					4mmL	8183-D			
		4mmL	8938-D					5mmL	8184-D			
		1mmL	8939-D					6mmL	8185-D			
		2mmL	8940-D			<ul><li>アタッチメントの紹</li></ul>	- 結の際は、LOC/					
28	4.8mmD	3mmL	8941-D			スリーブおよび各 LOCATOR 用ドライバーをご使用ください。						
		4mmL	8942-D			」・アタッチメントは窒化処理されゴールド色となります。 						

※歯科医師が発行する歯科技工指示書によって技工物を作製いたします。

ご発注について

※受付時間:月~金曜日 9:00 ~ 15:30 (土、日、祝日を除く)受付時間内に発注された場合、受信日を含む3営業日後に技工物 を発送いたします。

※納期に関しましては地域、天候、交通事情等によりご希望に添えない場合があります。

※当歯科技工指示書で作製されたものは、返品および交換は致しかねます。

チタン合金 TI-6AL-4V(64 チタン) 認証番号 222AIBZX00037000

受託歯科技工所 1: Dental Technology Institute とちぎ (DTIとちぎ)

〒322-0251 栃木県鹿沼市野尻 113-6 email:sgco@dti-stargate.co.jp HP:www.dti-cadcam.com

受託歯科技工所 2: S.P.D.L (S P Dental Laboratory) ミリングセンター 品質管理基準書に基づく