

3i インプラント用

①歯科医院様控

FAX: 0120-418-321

太枠内は必須項目です

●ご依頼日			年		月	月 日		●納品希望日		日	年		,	月		\exists		
フリガナ 患者様名																		
											様	性	別(口	男 □女	() 年	齢(才)
請求	先 納品	先	口の	欄に「	☑ を付	けてく	ださい	。(請求	先(に☑が無	無い場合	は、技	工所様	への請う	求とさ	せて頂	きます	。)
			歯科医	€院名														
			 住所 [:]	=										担	.当			様
]	12.771															
			TEL:								FAX	(:						
			技工所	f名														
			//											担	.当			様
			住所:	Т														
]																
TEL:						FAX:												
e-mail:																		
_																		
	番曲	邹	立表	(イン	プラン	ト埋み	、部位0	の歯番り	<u>ر</u>	○を付け	ナ、	こ発注す	番号を	記入し	てくだ	さい)		
	8 7	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	
	8 7	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	
									_									

= n. = 1
=/2=+
57 5 I

	DTI オーバーデンチャー アタッチメント【チタン合金】								
	システム	径タイプ	カフ	数量	発注番号				
サーテンインターナル			1mmL		IMLOA001-D				
9-52429-770		3.4mmD	2mmL		IMLOA002-D				
(Feedb)			3mmL		IMLOA003-D				
カフ			4mmL		IMLOA004-D				
73.7	3i		5mmL		IMLOA005-D				
100	サーテン		6mmL		IMLOA006-D				
W	インターナル		1mmL		ILOA001-D				
₩	137 770		2mmL		ILOA002-D				
ワンピースタイプ		4.1 mmD	3mmL		ILOA003-D				
			4mmL		ILOA004-D				
			5mmL		ILOA005-D				
			6mmL		ILOA006-D				
			1mmL		MLOA001-D				
			2mmL		MLOA002-D				
エクスターナルヘクス		3.4mmD	3mmL		MLOA003-D				
		0	4mmL		MLOA004-D				
# 1 m	3i		5mmL		MLOA005-D				
カフ	エクスターナル		6mmL		MLOA006-D				
	ヘクス		1mmL		LOA001-D				
			2mmL		LOA002-D				
		4.1mmD	3mmL		LOA003-D				
ワンピースタイプ		_	4mmL		LOA004-D				
			5mmL		LOA005-D				
			6mmL		LOA006-D				

- ●アタッチメント締結の際は、LOCATORコアツール(ドライバー部分)、アバットメントホルダースリーブおよび各LOCATOR用 ドライバーをご使用ください。
- ●アタッチメントは窒化処理されゴールド色となります。

ご発注について (重要)

- ※ STARGATEシステムは、歯科医師が発行する歯科技工指示書によって技工物を作製いたします。 (DTI オーバーデンチャーアタッチメント専用歯科技工指示書をご使用ください)
- ※ 技工指示書には必ず歯科医院名・患者様名・請求先・納品先をご記入ください。
- ※ 受付時間: 月~金曜日9:00~15:30(土・日・祝日を除く)
- ※ 受付時間内に発注された場合、指示書受信日を含む3営業日後に技工物を発送いたします。
- ※ 納期に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合あります。
- ※ 当歯科技工指示書で作製されたものは、返品および交換はいたしかねます。
- ※ メール発注の場合: お手持ちのスマホ等で指示書全体が欠けることなく鮮明に撮影されたものを、メールで送信することが可能です。 メールアドレスは、sgco@dti-stargate.co.jp にご送信ください。

受託歯科技工所1:

Dental Technology Instituteとちぎ (DTIとちぎ) 住所:〒322-0251 栃木県鹿沼市野尻 113-6 TEL:0120-418-325 FAX:0120-418-321 品質管理基準書に基づく email:sgco@dti-stargate.co.jp HP:www.dti-cadcam.com

S.P.D.L.(SP Dental Laboratory) ミリングセンター